

# Flocare<sup>®</sup> Infinity<sup>™</sup>

Framtiden for  
enteral næring  
er LILLA



# Setter ny standard


## Sikkerhet

- ▶ **Uslåelig nøyaktighet**  
– avansert sensorteknologi
- ▶ **Automatisk fri-flyt beskyttelse**  
– automatisk beskyttelse mot unøyaktig administrering
- ▶ **Nutricias ernæringsystem har dokumentert redusert risiko for kontaminering<sup>1,2,3</sup>**  
– klinisk testing av Nutrison Pack og Flocare® DEHP-fri ernæringssett
- ▶ **Barnesikring**  
– låsbart tastatur
- ▶ **Lilla fargekoding**  
– kun for enteralt bruk



## Brukervennlig

- ▶ **Enkel å rengjøre**  
– kan vaskes under rennende vann
- ▶ **Stort, selvforklarende display**  
– Oversiktlig. Gjør problemløsning lettere for brukeren
- ▶ **Automatisk fylling**  
– Kun ett trykk for fylling av ernæringssett
- ▶ **Enkel plassering av ernæringssett**  
– Kassetten på ernæringssettet kan kun settes inn en vei
- ▶ **To minnefunksjoner/ evighetsminne**  
– innstilt program  
– gitt volum



**NUTRICIA**  
**flocare<sup>®</sup> Infinity<sup>™</sup>**

Sikker og brukervennlig

# Opplæring

## En unik treningspakke

### ▶ Online virtuell pumpe eller CD-ROM

Interaktiv trening på egen hjemmeside og lett tilgjengelighet til brukerens beste

\* tilgjengelig både på svensk og engelsk

[www.flocareinfinity.com](http://www.flocareinfinity.com)



## For maksimal mobilitet

– anbefaler vi vårt spesialutviklede Flocare® Infinity™ sett mobil. Det er 80 cm kortere enn de ordinære settene, og uten dråpekommer. Slik unngås knekk på slangen og luft i systemet.



### ▶ Flocare® Infinity™ Carry Bag

Lett og bekvem ryggsekk

- Står støtt
- Lett i vekt
- Enkel å holde ren



### ▶ Flocare® Infinity™ Bamsesekk

Praktisk og morsom sekk for de minste

- Myk og komfortabel
- Kan vaskes i vaskemaskin

**NUTRICIA**  
**flocare® Infinity™**

Sikker og brukervennlig

# Det ideelle systemet

## ▶ Flocare® Infinity™ pumpe, sett og tilbehør

- DEHP-fritt utstyr med en ny og tryggere mykgjører
- LILLA farge gir en rask gjenkjennelse  
Klart skille fra parenteralt utstyr

## Nutricia tilbyr et bredt sortiment av sondeløsninger:

- Nutrison serien
- Sykdomsspesifikke sondeløsninger
- Pediatri serien



## ▶ Sikkert system

Nutrison Pack og Flocare® reduserer risikoen for bakterievekst<sup>1,2,3</sup>



Det mest komplette og brukervennlige systemet for sikker ernæring

**NUTRICIA**  
**flocare® Infinity™**

Sikker og brukervennlig

# Teknisk informasjon



## Fleksibel programmering

- Hastighet: 1–400 ml/t
- Dose/volum: 1 – 4000 ml
- Forhåndsinnstillinger: Ulike muligheter for å redusere forstyrrelser for pasienten:
  - alarm volum: høyt/lavt
  - tastatur: låst/ulåst
  - alarm eller stum når innstilt dose er gått inn
  - Lys: på/av
- Servicesjekk: Kun hvert 2 år

## Produkter og varenummer

**Flocare®Infinity™ Pumpe** **35682**

### Ernæringssett:

Flocare®Infinity™ sett Poser	35158
Flocare®Infinity™ sett pose og flaske	35161
Flocare®Infinity™ sett mobil	35165

### Bæreutstyr:

Flocare®Infinity™ Carry Bag	35757
Flocare®Infinity™ Bamsesekk	35758
Flocare®Infinity™ Rammestativ	35715

### Tilbehør:

Flocare® Reservoir 1,3L	35732
Flocare® Container 500ml	35746
Flocare® Multi koblingsstykke	35743

### Referanser:

1. Beatties TK, Anderton A. Microbiological evaluation of four enteral feeding systems which have been deliberately subjected to faulty handling procedures. *J Hosp Infect* 1999;42:11-20.
2. McKinlay J *et al.* The effect of systems design on bacterial contamination of enteral tube feeds. *J Hosp Infect* 2001;47:138-142.
3. Krüpe H., Radziwill R. Ernährungssysteme und bakterielle Kontamination enteraler Nahrung. *Krankenhauspharmazie* 2003,24:130-134.  
(Norsk oversettelse finnes på våre websider)

**NUTRICIA**

Nutricia Norge AS  
Holbergsgt. 21  
N-0166 Oslo  
Tlf. +47 23 00 21 00  
nutricia@nutricia.no  
www.nutricia.no

**NUTRICIA**  
**floca're® Infinity™**

Sikker og brukervennlig