

cuBBy™

Knappen med de 4 vingene
Full frihet



NUTRICIA

Setter ny standard

Sikkerhet

▶ Hudvennlig retensjonsplate: 4 myke vinger

- Ligger stabilt:
Beveger seg ikke i fistula
- Skånsom kontakt:
Større kontaktflate resulterer i redusert trykk mot huden
- Åpent rom under fikseringsplaten:
Optimal luftgjennomstrømning for huden



▶ Enkel plassering

- Enkel innføring av cuBBy™ i en allerede etablert kanal
- Sikker teknikk

▶ DEHPfri: Flocare®cuBBy™ og mellomstykker

- Knappen er av myk, medisinsk silikon
- Mellomstykkene inneholder en sikrere mykgjører
- Lilla farge på settene – enkel gjenkjennelse på at de er DEHP-fri



FREE



NUTRICIA
flocare® cuBBy™


Sikker og brukervennlig

Setter ny standard

Brukervennlig og full frihet

▶ Enkel plassering

- Enkelt å stadfeste den ønskede lengde:
Flocare® cuBBy™ Målestav




▶ Utskifting kan skje utenfor sykehuset



Den ideelle kombinasjon for å hindre lekkasje: Flocare® cuBBy™ Mellomstykker

- Sikker lukkemekanisme



Serien av Flocare® cuBBy™ Mellomstykker

Flocare® cuBBy™ Mellomstykke vinkel

Flocare® cuBBy™ Mellomstykke luer

Flocare® cuBBy™ Mellomstykke bolus

Våre universale konnektorer tillater kobling mot:

- alle typer ernæringssett
- luersprøyter
- orale sprøyter
- sprøyter med kateterspiss

NUTRICIA
flocare® cuBBy™
Sikker og brukervennlig

Det ideelle systemet

▶ Flocare® cuBBy™ og mellomstykker



▶ Flocare® Infinity™ ernæringspumpe og ernæringssett



FREE



▶ Vår komplette serie av sondemat:

- Nutrison serien
- Sykdomspesifikke sondeløsninger
- Pediatri serien

INFATRINI®

0 - 1 år



NUTRINI®

1 - 6 år



TENTRINI®

7 - 12 år



DIASON®



NUTRISON®



Den mest komplette og brukervennlige serien for sikker ernæring

NUTRICIA
flocare® cuBBy™

Sikker og brukervennlig

Sortiment



Varenummer

Produktnavn	Forpakning	Varenummer
Flocare® cuBBy™ Ch 12	1.0 cm.....	1 sett / kartong.....35447
	1.5 cm.....	1 sett / kartong.....35452
	2.0 cm.....	1 sett / kartong.....35453
	2.5 cm.....	1 sett / kartong.....35454
	3.0 cm.....	1 sett / kartong.....35455
Flocare® cuBBy™ Ch 14	3.5 cm.....	1 sett / kartong.....35456
	1.0 cm.....	1 sett / kartong.....35431
	1.5 cm.....	1 sett / kartong.....35432
	2.0 cm.....	1 sett / kartong.....35433
	2.5 cm.....	1 sett / kartong.....35434
Flocare® cuBBy™ Ch 16	3.0 cm.....	1 sett / kartong.....35435
	3.5 cm.....	1 sett / kartong.....35436
	4.0 cm.....	1 sett / kartong.....35437
	4.5 cm.....	1 sett / kartong.....35438
	1.0 cm.....	1 sett / kartong.....35457
Flocare® cuBBy™ Ch 18	1.5 cm.....	1 sett / kartong.....35458
	2.0 cm.....	1 sett / kartong.....35459
	2.5 cm.....	1 sett / kartong.....35460
	3.0 cm.....	1 sett / kartong.....35461
	3.5 cm.....	1 sett / kartong.....35462
Flocare® cuBBy™ Ch 20	4.0 cm.....	1 sett / kartong.....35463
	4.5 cm.....	1 sett / kartong.....35464
	1.0 cm.....	1 sett / kartong.....35439
	1.5 cm.....	1 sett / kartong.....35440
	2.0 cm.....	1 sett / kartong.....35441
Flocare® cuBBy™ Ch 24	2.5 cm.....	1 sett / kartong.....35442
	3.0 cm.....	1 sett / kartong.....35443
	3.5 cm.....	1 sett / kartong.....35444
	4.0 cm.....	1 sett / kartong.....35445
	4.5 cm.....	1 sett / kartong.....35446
Flocare® cuBBy™ Målestav	1.0 cm.....	1 sett / kartong.....35465
	1.5 cm.....	1 sett / kartong.....35466
	2.0 cm.....	1 sett / kartong.....35467
	2.5 cm.....	1 sett / kartong.....35468
	3.0 cm.....	1 sett / kartong.....35469
Flocare® cuBBy™ Mellomstykke vinkel	3.5 cm.....	1 sett / kartong.....35470
	4.0 cm.....	1 sett / kartong.....35471
	4.5 cm.....	1 sett / kartong.....35472
	1.0 cm.....	1 sett / kartong.....35473
	1.5 cm.....	1 sett / kartong.....35474
Flocare® cuBBy™ Mellomstykke luer	2.0 cm.....	1 sett / kartong.....35475
	2.5 cm.....	1 sett / kartong.....35476
	3.0 cm.....	1 sett / kartong.....35477
	3.5 cm.....	1 sett / kartong.....35478
	4.0 cm.....	1 sett / kartong.....35479
Flocare® cuBBy™ Mellomstykke bolus	4.5 cm.....	1 sett / kartong.....35480
	5 stk / kartong.....35762
	5 stk / kartong.....35763
	5 stk / kartong.....35764
	5 stk / kartong.....35765
Flocare® cuBBy™ Box	10 stk / kartong.....1000004



NUTRICIA

Nutricia Norge AS
 Holbergsgt. 21
 N-0166 Oslo
 Tlf. +47 23 00 21 00
 nutricia@nutricia.no
 www.nutricia.no

NUTRICIA
flocare® cuBBy™

Sikker og brukervennlig